

MC-D05

Mesa de exploración ginecológica



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-D05

MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

La mesa ginecológica multifuncional MC-D05 ofrece un control eléctrico suave, un rendimiento confiable y una fácil limpieza. Ideal para partos y exámenes ginecológicos en clínicas y hospitales..

- CARACTERÍSTICAS
- Mesa de cirugía con tabla eléctrica que se utiliza para parto y operación ginecológica
 - La elevación de mesa es controlada por control remoto táctil micro de piel y manos
 - Con motores eléctricos que permiten movimientos suaves y flexibles
 - Toda la base y la columna de cubierta está hecha de acero inoxidable - 304 de grado médico
 - Colchón sin fisuras coloridamente personalizado, fácil de limpiar y esterilizar

FICHA TÉCNICA

Modelo	MC-D05
Dimensiones	1780 * 600 * 680 mm
Espaldar	-7° a 45°
Altura	680-880 mm
Trendelenburg	8° a 22°
Trendelenburg Inverso	8° a 22°
Capacidad de carga	225kg



Asa de sujeción de cintura



Soporte para piernas



Reposabrazos



Ruedas



Bacinilla colectora



Control de pie

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES