

MC-C02

Mesa de exploración ginecológica



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-C02

MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN


La MC-C02 es una mesa ginecológica versátil que permite múltiples ajustes de posición corporal y cuenta con diversos accesorios. Dispone de amplio espacio de almacenamiento y función de alimentación externa, satisfaciendo prácticamente todas las necesidades de los exámenes ginecológicos diarios y ofreciendo una experiencia cómoda y funcional tanto para el médico como para la paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Móvel moderno com amplo armário e 3 gavetas
- Estofado com espuma especial indeformável, revestido em corvim de alta qualidade
- Encosto regulável
- Peseira reforçada com ferragem especial
- Porta-coxas estofados e reguláveis
- Suporte para lençol de papel
- Suporte para colposcópico
- Tomada elétrica interna

FICHA TÉCNICA

Modelo	MC-C02
Dimensiones	1870x600x680mm
Espaldar	0-75°±5°
Capacidad de carga	150kg



Escalón



Soporte para piernas



Lámpara de exploración



Sección de pies



Cajón



Portarrollo de papel

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.