

MC-C14

Cama de parto



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-C14 /Cama de parto

La cama de partos MC-C14 ofrece una solución para antes, durante y después del parto en una sola cama, que puede convertirse de cama de hospital general a mesa de partos sin necesidad de trasladar a la madre. Su diseño compacto con funcionalidad práctica hace que la cama sea popular entre los hospitales de presupuesto limitado que requieren el concepto LDR para el progreso del parto.

CARACTERÍSTICAS

- Tope de tres secciones. Respaldo ajustable mediante resorte de gas.
- La sección para las piernas puede telescópica bajo el respaldo para posiciones de litotomía.
- Cabecero y reposapiés desmontables de acero inoxidable con paneles laminados.
- Reposapiés para posiciones de silla alta/baja
- Completa con barandillas laterales de acero inoxidable, lavabo y pértiga telescópica para suero
- Altura ajustable mediante manivela.
- Cuatro ruedas con un diámetro de 125mm, 2pcs con frenos

FICHA TÉCNICA

Modelo.....	MC-C14	Altura.....	500-750mm
Dimensiones.....	2000*750*500mm	Capacidad de carga.....	220kg
Espaldar.....	0° a 70°		

CARACTERÍSTICAS



■ Resorte de gas para el ajuste del respaldo



■ Manivela para el ajuste de la altura



■ Bacinilla colectora



■ Colchón de espuma



■ Barandilla lateral



■ Ruedas de 5"

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.