

MC-D06

Cama de parto



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-D06 /Cama de parto

La cama de parto MC-D06 está diseñada para pacientes de maternidad y ginecología en todas las etapas del embarazo, el parto y el postparto.

Permite que la paciente permanezca en la misma cama durante todo el proceso de parto, sin necesidad de ser trasladada a otra cama, garantizando comodidad, seguridad y eficiencia para el personal médico.

CARACTERÍSTICAS

- Con accionamiento eléctrico a través de control remoto de mano alámbrico.
- Permite dar posición
- Barandales abatibles, de plástico termoformado.
- Cabecera fabricada en plástico termoformado abs de alto impacto.
- 4 Ruedas de 12.5 cm de diámetro.
- Sistema de freno centralizado (bloqueo simultaneo de las cuatro ruedas) y sistema de direccionamiento.
- Un poste para soluciones parenterales, de altura variable, que pueda instalarse en dos de las cuatro esquinas de la cama.
- Con manubrios para tracción manuales.
- Recipiente para líquidos.
- Colchón de espuma, impermeable y anti inflamable.
- Con espesor de 8 cm.

FICHA TÉCNICA

Modelo.....	MC-D06	Trendelenburg Inverso.....	0-10°±2°
Dimensiones.....	1920*920*600mm	Asiento	0-12°
Espaldar.....	0° a 65°	Ruedas	Ø150mm
Altura.....	600-890mm	Capacidad de carga	200kg
Trendelenburg.....	0-10°±2°		

CAMA DE PARTO

TRENDELENBURG INVERSO

0~10°



TRENDELENBURG

0~10°



ALTURA

600-890MM



ESPALDAR

0° A 65°



ASIENTO

0-12°




CARACTERÍSTICAS



BACINILLA COLECTORA



SECCIÓN DE PIERNAS PLEGABLE



SOPORTE PARA PIERNAS



EMPUÑADURA



INDICADOR DE ÁNGULO



PANEL DE CONTROL




RUEDAS CON PARACHOQUES



CABECERO DESMONTABLE



SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL



RCP MANUAL

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

**Escanee el código QR
para obtener
más información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.