

MC-D11

Silla ginecológica



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-D11

SILLA GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

La MC-D11 es una silla ginecológica diseñada para exámenes de salud integrales. Con funciones versátiles y varios modos de control, combina elegancia y alto rendimiento, garantizando una experiencia cómoda y eficiente tanto para el paciente como para el profesional de la salud.

CARACTERÍSTICAS

- El pedal incorporado libera las manos y reduce los riesgos de contaminación.
- La función de reinicio con un solo botón permite volver rápidamente a la posición inicial, facilitando la salida del paciente.
- El botón de bloqueo evita activaciones accidentales del pedal, mejorando la seguridad.
- Los reposabrazos con movimiento sincronizado se adaptan a diferentes posiciones: sentada, reclinada o prona.

FICHA TÉCNICA

Modelo	MC-D11
Dimensiones	1670*825*570mm
Espaldar	0° a 80°
piernas	0° a 90°
Asiento	25°
Capacidad de carga	20kg



Pedal de pie integrado




Reposacabezas ajustable



Reposabrazos





Bacinilla colectora



Soporte para piernas



Piernas ajustables



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

**Escanee el código QR
para obtener
más información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES