

MC-D19

Mesa de exploración ginecológica



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-D19

MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

La Mesa de exploración ginecológica MC-D19 está diseñada para ofrecer posiciones bajas y altas, permitiendo brindar la mejor atención a todo tipo de pacientes, incluidas personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida.

CARACTERÍSTICAS

- Altura del asiento ajustable mediante control por pedal, rápida y eficaz.
- Respaldo regulable con mecanismo neumático.
- Sección del asiento ajustable manualmente.
- Bacinilla de acero inoxidable de 4 L, ideal para procedimientos de la parte inferior del cuerpo o recolección de fluidos.
- Soportes de piernas retráctiles y plegables para mayor comodidad de la paciente.
- Colchón lavable con espuma de poliuretano.
- Cubierta de plástico ABS y estructura de acero con tratamiento epoxi electrostático.
- Sistema de motor silencioso y de alta precisión.
- Cajón oculto con riel telescópico, ofrece espacio adicional para suministros y prendas.
- Luz de exploración LED, de fácil acceso y brillo regulable.

FICHA TÉCNICA

Modelo	MC-D19
Dimensiones	1800*720*460mm
Tamaño del tablero auxiliar	L410*A300mm
Altura	460-860mm
Espaldar	0°-75°
Asiento	0-7°
Capacidad de carga	160kg



Ajuste del respaldo



Soporte para piernas



Lámpara de exploración



Cajón



Bacinilla colectora



Control remoto



Ruedas

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.