

MC-C03

Mesa De Exploración Ginecológica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

MC-C03

MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

La estructura resistente y duradera de acero inoxidable, los cojines gruesos impermeables y retardantes de llama, y los múltiples ajustes de posición hacen que esta mesa de exploración ginecológica MC-C03 no solo cumpla con las necesidades básicas de examen, sino que también permita ahorrar costos.

- Característica
- Fabricada a base de acero inoxidable de alta calidad.
 - Dividido en tres secciones.
 - Cabecero y piecero de accionamiento mecánico.
 - Tapizado en tablex de alta resistencia.
 - Cordobán lavable y espuma de 5 cm.
 - Perillas para graduar la posición de los accesorios.

Ficha Técnica

Dimensiones	1850*600*780mm
Espaldar	0° a 60°
Trendelenburg	0° a 12°
Reverse-Trendelenburg	0° a 12°
Capacidad de carga	180kg


DETALLES DEL PRODUCTO



Soporte de hombros



Empuñadura



Soporte de piernas



Bandeja para residuos



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES