

MC-D08

Mesa de exploraci
ón ginecol ó gica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

MC-D08

Mesa de exploración ginecológica

DESCRIPCIÓN

La MC-D08 es una mesa de exploración ginecológica utilizada para partos y procedimientos ginecológicos.Su diseño compacto con ajuste de altura eléctrico proporciona gran comodidad al médico, facilitando un acceso más cercano durante la operación.Gracias a sus grandes ruedas con freno, la mesa se puede mover fácilmente a la posición deseada.Es una opción ideal para servicios ginecológicos con presupuesto limitado.

- Características
- Sillón de ginecología regulable eléctricamente.
 - Con perneras y estriberas.
 - Ajuste posiciones mediante control pedal.
 - Soporte para rollo de papel camilla.
 - Acolchado de espuma con funda de cuero sintético de primera calidad y de fácil limpieza.
 - Perfil del asiento de forma recta.
 - Estructura de acero recubierta con polvo de resina de alta calidad anticorrosivo.
 - Superficies resistentes a golpes y arañazos de fácil limpieza, resistente a desinfectantes.

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	1450 * 600 * 600-1000 mm
Altura	600-1000 mm
Espaldar	-17° a 70°
Ángulo del asiento	0° a 18°
Posición de Trendelenburg	0° a 17°
Capacidad de carga	180kg

POSICIÓN



Agarre de mano



Soporte para piernas



Bandeja para residuos



Ruedas con freno



Control de pie



Soporte para rollo de papel



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES