

MC-D17

Mesa de exploración ginecológica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

MC-D17

MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

Sillón eléctrico especialmente diseñado para reconocimientos ginecológicos y urológicos. Está equipado con 2 motores de baja tensión que permiten regular la altura, la inclinación independiente del respaldo ,y la posición especial Trendelenburg mediante un cómodo control de mano.

CARACTERÍSTICAS

- Tapizado y acolchado en tela vinilo de color a elegir,con interior de gomaespuma esponjosa de alta densidad.
- Respaldo con cabecero-almohadilla ajustable para mayor comodidad del paciente.
- Asiento con escotadura frontal para exploraciones con cubeta de restos fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de pernas anatómicas, tapizadas, basculantes, regulables y orientables manualmente mediante volantes de fijación.
- Para facilitar su movilidad, incorpora cuatro ruedas giratorias dobles de 100 mm de diámetro, todas con freno de bloqueo.
- Base carenada de protección fabricada en ABS antichoque.
- Estructura de acero esmaltado epoxi.
- Diseño humanizado, función de calefacción del asiento.

ARTÍCULO	PARÁMETRO	ARTÍCULO	PARÁMETRO
Longitud	173 cm	Asiento	47x60 cm
Ancho	64 cm	Reposapiernas	43x60 cm
Altura	64-91 cm	Ángulo inclinación Trendelenburg	12°
Lecho	173x60 cm	Carga máxima	220 kg
Respaldo	83x60 cm		

DETALLES DEL PRODUCTO



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES