

MC-D18

Mesa de exploración ginecológica



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-D18

MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

El mesa de exploración ginecológica MC-D18 crea un ambiente atractivo tanto para el doctor como para la paciente mientras proporciona economía y eficiencia en la consulta.ergonómico que ayuda a mejorar la eficiencia en el cuidado de la salud.


- CARACTERÍSTICAS
- De 2 secciones: Asiento y respaldo
 - Posición de silla a mesa
 - Movimientos de asiento y respaldo
 - Apoya pies de altura variable para posición sentado o de cubito para exploración
 - Charola de acero inoxidable bajo el asiento.
 - Tapicería aséptica libre de costuras.
 - Niveladores en base
 - Base abierta para facilitar el ingreso a la base y limpieza del consultorio.

ESPECIFICACIONES

Longitud total externa	1460*750*550mm
Altura	550-1050mm
Inclinación del respaldo	-20°to 70°
Trendelenburg	20°
Inclinación de asiento	30°
Capacidad de carga	180kg



Reposabrazos



Soporte para piernas



Bacinilla para desechos



Resorte de gas para ajuste del asiento



Reposapiés



Control por pedal

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES