

YA-T06

Mesa puente hospitalaria



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-T06

MESA PUENTE HOSPITALARIA

DESCRIPTION

YA-T06 adopta un diseño de base en forma de "U". La mesa es compatible con todos los entornos de enfermería y proporciona la máxima estabilidad de trabajo, más conveniente para los pacientes a almorzar, Puede ser ampliamente utilizado en los hospitales y residencias de ancianos. El tablero HPL de grano de madera utilizado en el escritorio es hermoso y fácil de limpiar.

- CARACTERÍSTICAS
- Diseño ergonómico, compacto y de gran ahorro de espacio.

- Fácil de montar

- Fácil movimiento.

- Soporte ajustable de altura para uso sentado o de pie.

- Diseño moderno adecuado para espacios de almacenamiento limitado.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-T06
Largo	800mm
Ancho	400mm
Altura	725-965mm
Tamaño del tablero de la mesa	800*400mm
El espesor del tablero de la	20mm
Ruedas	2 x Dia45mm (2 c/freno)
Capacidad de carga	25kg



Encimera



Rueda giratoria



Ranura de sujeción



Resorte de gas para
ajuste de altura



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES