

MK-IS01

Porta suero



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

MK-IS01

Porta suero

DESCRIPCIÓN


Porta suero para soluciones intravenosas con base de nylon de cinco patas y ruedas giratorias que facilitan su desplazamiento.Cuenta con altura ajustable para adaptarse a distintos entornos clínicos y a las necesidades del paciente.Dispone de doble gancho circular que permite una suspensión segura de las bolsas de suero.Ideal para hospitales, clínicas y unidades de atención ambulatoria.

Característica

- Base cinco apoyos fabricado de material plástico de nylon.
- Con doble o cuatro ganchos
- Tallo de tubo de acero redondo con perilla opresora para dar altura
- Altura ajustable de 120 a 200 cm
- Rodaja plástica de nylon con doble pisada.

Ficha Técnica

Modelo	MK-IS01
Dimensiones	W600mm * H1200-2000mm
Altura ajustable	120 a 200 cm
Gancho	Cuatro ganchos
Capacidad de carga	15kg



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES