

YA-SS08

Silla de rescate para escaleras



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-SS08

SILLA DE RESCATE PARA ESCALERAS

DESCRIPCIÓN

Silla de emergencias salva escaleras diseñada para situaciones de evacuación y rescate, que integra sistema de oruga para facilitar su deslizamiento progresivo por las escaleras. Solo se necesita una persona para operar de forma eficiente la silla.

- CARACTERÍSTICAS
- Diseñada para ser utilizada en situaciones de evacuación y rescate.
 - Integra sistema de oruga para facilitar su deslizamiento progresivo por las escaleras.
 - Solo se necesita una persona para operar de forma eficiente la silla.
 - Cuenta con asas telescópicas, manetas abatibles, reposabrazos y ruedas.
 - La altura de la barra de manejo ajustable.
 - Plegable.
 - Cinturón de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño del producto (largo x ancho x alto)	125*54*158cm
Tamaño de plegado (largo x ancho x alto)	105*54*28cm
Peso	21 kg
Peso máximo soportado	159 kg



Orugas ajustables



Ruedas



Manija retráctil



Reposabrazos abatible



Diseño plegable



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES