

YA-DS-D07

Sillón para donación



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-DS-D07

SILLÓN PARA DONACIÓN

DESCRIPCIÓN

El YA-DS-D07 es nuestra silla para donantes de sangre original que brinda a cada paciente y donante una comodidad excepcional durante tratamientos prolongados en una variedad de aplicaciones: (centros de sangre / aféresis, centros de plasma, salas de hospital, clínicas y consultorios preventivos, etc.)

- CARACTERÍSTICAS
- Las sillas para donantes de sangre Medik tienen resortes, flexiladores y capas de espuma para mayor comodidad y la silla más cómoda de su hogar.
 - Tapicería de vinilo de alta calidad de grado contract. Fácil de desinfectar para la seguridad del paciente.
 - Un actuador lineal a cada lado de la cabeza de la silla del donante controla el motor, lo que permite un fácil posicionamiento desde "cabeza alta-pie bajo" a "cabeza baja-pie alto" o cualquier posición intermedia.
 - Todas las partes metálicas expuestas están cromadas para una fácil limpieza y durabilidad.
 - Disponible en posicionamiento Trendelenburg

ESPECIFICACIONES

Longitud	190 cm
Ancho	58 cm
Altura	55 cm
Capacidad de peso	180 kilos

POSICIÓN



Posición Trendelenburg



Posición de reclinación



Posición Trendelenburg
inversa



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES