

YA-DS-R02

Sillón para hemodiálisis con
dos charolas



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-DS-R02

SILLÓN PARA HEMODIÁLISIS CON DOS CHAROLAS

CARACTERÍSTICAS

- Sillón acojinado para procedimientos.
- Ideal para usar en diálisis, extracción de sangre, cuidados respiratorios y cardiacos.
- Sistema Trendelenburg.
- Sistema reclinable en 4 posiciones.
- 2 charolas laterales abatibles y desmontables.
- Tapizado en vinipiel de color azul, rosa o jade.
- 4 ruedas de 5", giratorias, con freno en las ruedas traseras.
- Soporta 113 kg.

ESPECIFICACIÓN

Dimensiones(L*W*H)	1205 *668* 1178mm
Tabla del asiento(W*D*H)	480*510*520mm
Tamaño de la bandeja	650*390mm
Espaldar	37°-61°
Pies	13°-36°
Capacidad de carga	250lbs (113kgs)



ELEVAPIERNAS
Seccionado



SOPORTE LATERAL
Para Los Brazos



PALANCA
Neumática



CHAROLAS
Abatibles



RUEDAS DE 5"
Giratorias



ESTÁNDAR
CERRADO



RECLINADA 1
RESPALDO Y ELEVAPIERNAS



RECLINADA2
RESPALDO,ASIENTO Y ELEVAPIERNAS



TRENDELENBURG
POSICIÓN DE SHOCK

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

**Escanee el código
QR para obtener más
información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES